





THUASNE

Klasyfikacja CEAP* i rozwiązania THUASNE

KLASYFIKACJA PRZEWLEKŁYCH CHOROÓB NACZYNIOWYCH

Oznaki	Zalecane przez HAS (francuski urząd ds. zdrowia)	 COMPRESSION MEDICALE www.asqual.com (mmHg)	 RÜTZEZEICHEN MEDIZINISCHE KOMPRESSIONS- STRÜMPFE (mmHg)	Rozwiązania Thuasne
C0 Brak widocznych oznak, ból, ciężkość, skurcze	Medyczne pończochy uciskowe	10 - 15 (klasa 1.)	-	VENOFLEX SECRET VENOFLEX CITY CONFORT COTON VENOFLEX ÉLÉGANCE VENOFLEX CLINIC ANTISTASE
C1 Żylaki, eleangiektazje, żyły siatkowate < 3 mm	Medyczne pończochy uciskowe	10 - 15 (klasa 1.) 15 - 20 (klasa 2.)	18-21 (klasa 1.)	VENOFLEX FAST COTON VENOFLEX FAST LIN VENOFLEX FAST LAINE VENOFLEX FAST AIR VENOFLEX INCOGNITO ABSOLU VENOFLEX KOKOON VENOFLEX SIMPLY COTON FIN VENOFLEX SECRET VENOFLEX CITY CONFORT COTON VENOFLEX CITY CONFORT FIL D'ECOSSE VENOFLEX ÉLÉGANCE VENOFLEX SOFT & CARE VENOFLEX MICRO VENOFLEX CLINIC ANTISTASE
C2 Żylaki > 3 mm	Medyczne pończochy uciskowe	15 - 20 (klasa 2.) 20 - 36 (klasa 3.)	18 - 21 (klasa 1.) 23 - 32 (klasa 2.)	VENOFLEX FAST COTON VENOFLEX FAST LIN VENOFLEX FAST LAINE VENOFLEX FAST AIR VENOFLEX INCOGNITO ABSOLU VENOFLEX KOKOON VENOFLEX SIMPLY COTON FIN VENOFLEX SECRET VENOFLEX CITY CONFORT COTON VENOFLEX CITY CONFORT FIL D'ECOSSE VENOFLEX ÉLÉGANCE (Under ASQUAL Norm) VENOFLEX SOFT & CARE VENOFLEX MICRO VENOFLEX ELEGANCE (Under RAL Norm) VENOFLEX CLINIC ANTISTASE
C3 Obrzęk	Bandaże sztywne lub elastyczne lub medyczne pończochy uciskowe	20 - 36 (klasa 3.)	23 - 32 (klasa 2.)	VENOFLEX BANDAGE BIFLEX 16+ PRATIC BANDAGE BIFLEXIDEAL
C4a Pigmentacja, wyprysk żylny	Pokryte cynkiem lub suche elastyczne/ nieelastyczne bandaże	20 - 36 (klasa 3.)	23 - 32 (klasa 2.)	VENOFLEX BANDAGE BIFLEX 16+ PRATIC BANDAGE BIFLEXIDEAL COTTON BANDAGE SHORT STRETCH
C4b Lipodermatoskleroza	Pokryte cynkiem lub suche elastyczne/ nieelastyczne bandaże	20 - 36 (klasa 3.)	23 - 32 (klasa 2.)	VENOFLEX BANDAGE BIFLEX 16+ PRATIC BANDAGE BIFLEXIDEAL COTTON BANDAGE SHORT STRETCH
C5 Wyleczony wrzód	Nieelastyczny bandaż lub nakładanie warstw lub pończochy 15 - 20 mmHg	20 - 36 (klasa 3.) > 36 (klasa 4.)	23 - 32 (klasa 2.) 34 - 46 (klasa 3.) > 49 (klasa 4.)	VENOFLEX VENOFLEX MADE TO MEASURE layering of 15 - 20 mmhg VENOFLEX stockings BANDAGE BIFLEX 16+ PRATIC BANDAGE BIFLEXIDEAL
C6 Otwarty wrzód	Bandaże wielogatunkowe, wielowarstwowe	> 36 (klasa 4.)	> 49 (klasa 4.)	VENOFLEX MADE TO MEASURE layering of 15 - 20 mmhg VENOFLEX stockings BANDAGE BIFLEX 16+ PRATIC COTTON BANDAGE SHORT STRETCH BANDAGE BIFLEXIDEAL KIT BIFLEX

* Skala CEAP (Clinical Etiology Anatomy Pathophysiology) stanowi kompleksowy system klasyfikacji, który ułatwia diagnozowanie i porównywanie różnych przypadków przewlekłych zaburzeń żylnych. Klasyfikacja CEAP została zatwierdzona na całym świecie i jest obecnie uważana za standard w diagnostyce niewydolności żylniej.